


# 遠端維修軟體安裝

1. 確定 NMR 電腦網路功能正常，開啟瀏覽器並輸入  
<http://www.teamviewer.com/zhtw/download/index.aspx>  
TeamViewer 下載網址處。
2. 在網頁中點選您電腦的作業系統後，點選下載。




## TeamViewer完整版 - Windows



### 多合一：TeamViewer完整版

此建議下載可建立連線以及等待連入連線 - 多功能型便利單一解決方案。




[查看更多 TeamViewer 7 的相關資訊！](#)

此時，網頁會自動跳至下載頁面。將滑鼠移至“Download Now”並點選它進行下載動作。


## Welcome TeamViewer users

To complete your download, click on the link below:


English ▾



出現下方網頁時，請將滑鼠移至紅色圈處並按下滑鼠右鍵點選下載檔案。




此時，將出現下方視窗請點選儲存。將檔案儲存於硬碟中。




3. 執行 TeamViewer\_Setup 安裝程式。




出現下方視窗時，請點選下一步。




出現下方視窗時，請點選“個人/非商業用途”後再點下一步。




出現下方視窗時，請點選“我接受”和“我同意”後再點選下一步。




出現下方視窗時，請點選下一步。



出現下方視窗時，為開始安裝。



4 · 安裝完後會直接執行 TeamViewer 程式。如下圖。



此時，告知磊葳公司” Your ID” 及 “Password” 。